






Laboratoriopalloventtiili 522 PVC-U varustettu sisäkierteillä - ulkokierteillä

Rakenne :

- Irrotettavissa toispuoleisesti
- Pallotiiviste PTFE

Seuraavat liitännät/osat sisältyvät venttiilitoimitukseen:

Letkuliitin
Umpitulppa
Kaksoisnippa
Putkikiinnike
Lukitus- ja mittausrengas
2 O-rengasta



d (mm)	DN (mm)	Tuumaa (inch)	PN (bar)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	FKM Koodi	LVI
10	6	1/8	10	161 522 060		1	0,050	161 522 070	
10	6	1/8	10	161 522 080			0,050		
10	6	1/8	10	161 522 160		1	0,050	161 522 170	

d (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	t (mm)	t1 (mm)
10	1/4" BSP	1/4" BSP	26,0	28,2	28	25,5	56,0	13,5	12
10	3/8" BSP	1/4" BSP	26,0	28,2	28	25,5	56,0	13,5	12
10	1/4" NPT	1/4" NPT	28,5	29,0	28	26,5	58,5	13,5	14,5

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>